


デジタルマンモグラフィ 品質管理ツールセット



一体型ファントム



アクリルファントム



評価用チャート

試験項目	品名および内容
乳房圧迫器	圧力計
	軟質ゴム t10
	軟質ゴム t20 2個
	定規 L型
X線照射野と受像器面との整合	PMMA
	定規 300mm
ダイナミックレンジ胸壁端欠損確認	ダイナミックレンジファントム(解析ソフト付き)と直径2mmの鉄球を配したファントム 一体型
管電圧の表示精度X線出力	X線遮蔽板
半価層 (HVL) & AGD	アルミニウム板 100×100mm 0.1mm厚 純度99.9% 10枚
	手袋(帯電防止用)
	X線遮蔽板
CNR	PMMA アクリル 300×250mm 10mm厚 6枚
	アルミニウム板 80×80mm 0.2mm厚 純度99.9%
アーチファクトの確認	PMMA 2枚
加算的ラグ効果	PMMA 4枚
	ステンレス板 60×60mm 0.2mm厚
	X線遮蔽板
乗算的ラグ効果	PMMA 4枚
	ステンレス板 60×60mm 0.2mm厚
	X線遮蔽板
空間分解能	SCTF評価用チャート(解析ソフト付き)
画像歪検査用金網	アルミパンチング
線量測定サービス(1回のみ測定)	線量測定(HVL、AGD)サービス ※Type Bには付いていません
平均乳腺線量(AGD)めやす盤	AGDめやす盤
受入試験および品質管理記録簿	品質管理シート(Microsoft Excel Worksheet)
収納ケース	
保証書および試験データ	

監修/NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構

注:PMMA、ステンレス板及びX線遮蔽板は共用

※仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがあります、予めご了承ください。

製造販売元



株式会社 中部メディカル

三重県四日市市松原町33-5

TEL.059-365-7248(代)・FAX.059-364-9294

URL <http://www.chubumedical.com>E-mail sales@chubumedical.com